

Sicherheitsinformationen für das NanoCampo Steuergerät mit Matte (DE)

NanoCampo Steuergerät mit Matte, Ladekabel
Handelsname: NanoCampo
S/N: 202403



Technische Spezifikationen und Zertifizierung (Konformitätserklärung)

- Maximale Einsatzhöhe: 2000 m
 - Ladetemperatur: 10-40°C
 - CE-Prüfungen: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Normen.
 - Batterieinformationen: y: Rechargeable LiPo Battery TYPE 906090 Rating: 3.7V == 6000mAh 22.2Wh
 - AC/DC Charger: 230V ~50Hz, 15.0W - 5V == 3A
- Nur mit AQ15E-050A-Versorgungseinheit verwenden**

Lesen Sie das Handbuch

Gebrauchsanweisung zur Funktionsweise und Anwendung der Matte, sowie Bedienung der Software finden sich im Handbuch!
<https://nanocampo.ch/handbuch>

Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung auf.
- Halten Sie alle Sicherheitsanweisungen ein, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Anwendungsbereich

- Empfohlene Einsatzgebiete: Beschreibung der geeigneten Einsatzbereiche des Produkts (z.B. häuslicher Gebrauch, therapeutische Anwendungen).
- Nicht empfohlene Anwendungen: Hinweise, wofür das Gerät nicht verwendet werden sollte (industrielle Anwendungen, medizinische Anwendungen, medizinische Notfälle). Siehe auch Abschnitt «Die NanoCampo Matte ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.»

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte dürfen nur an SELV geliefert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete

Stromquelle an, die den auf dem Typenschild angegebenen Anforderungen entspricht.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie es reinigen.

Produktbeschreibung und Zusammensetzung

Das NanoCampo Steuergerät verfügt über Anschlusskabel, ein Netzgerät und eine integrierte Batterie. Die Matte besteht aus einer Außenschicht aus Kunstleder und enthält metallische Teile.

Implementierung, Installation, Anpassungen

- Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Verbinden Sie das Steuergerät mit dem Netzgerät und stecken Sie dieses in eine geeignete Steckdose.
- Laden Sie die integrierte Batterie vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Zubehörteile.

Bedienung des Produkts

- Beachten Sie die separate Anleitung zu Software und Bedienung der Programme und des Gerätes,
- Legen Sie die Matte auf eine saubere und trockene Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Außenschicht der Matte, aus Kunstleder, intakt ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der metallischen Teile der Matte mit Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Matte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Matte nicht gefaltet oder zu eng gerollt wird, um ein Brechen der Drähte zu vermeiden.

Achtung! Matte nicht falten oder zu eng rollen:

Die NanoCampo Matte darf nicht gefaltet oder zu eng gerollt werden, da die darin enthaltenen Drähte brechen könnten.

- Achten Sie darauf, dass die Matte nicht überhitzt. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Lassen Sie das Steuergerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße oder grosse Druckbelastung auf das Steuergerät (NanoCampo Steuerbox). Das Gehäuse kann bei Überbelastung brechen.

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät und die Matte nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Die Matte besteht aus Kunstleder, die Oberflä-

che der Matte mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

- Verwenden Sie zur Reinigung der Kunstleder-Oberfläche der NanoCampo Matte ein trockenes Tuch. Sollte die Matte stark verschmutzt sein verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu durchnässen. Wischen Sie die Matte nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Regelmäßige Pflege: Reinigen Sie die Kunstleder-Oberfläche regelmäßig, um Verschmutzungen und Abnutzung zu vermeiden und die Langlebigkeit der Matte zu gewährleisten.

Lagerung und Transport

- Lagern Sie das Gerät und die Matte an einem trockenen und kühlen Ort.
- Schützen Sie das Gerät und die Matte vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Fehlerbehebung und Reparatur

- Die Batterie darf nur von autorisierten Personen ersetzt werden. Senden Sie das Gerät zur Reparatur zurück an den Hersteller.
- Im Falle eines Gas-/Flüssigkeitsverlustes aus der Batterie:
 - Schalten Sie das Gerät sofort aus.
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
 - Kontaktieren Sie den Kundenservice des Herstellers.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der ausgetretenen Substanz und reinigen Sie die betroffene Stelle mit einem trockenen Tuch.

Zubehör und Peripheriegeräte

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Peripheriegeräte.

Demontage und Umwelt

- Entsorgen Sie das Gerät und die Matte umweltgerecht und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Elektrogeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Senden Sie das Gerät zur Demontage und umweltgerechten Entsorgung zurück an den Hersteller.

Garantiebestimmungen:

- Details zur Garantie, einschließlich der Dauer, was abgedeckt ist und was nicht finden Sie auf der Website nanocampo.ch

Support oder FAQ:

- Weitere Informationen und FAQ, sowie Supportmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website nanocampo.ch

Kontaktinformationen des Herstellers

- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers: info@nanocampo.ch

Diese Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsanweisungen sind essentiell für den sicheren und

effektiven Einsatz des NanoCampo Steuergeräts und der dazugehörigen Matte. Befolgen Sie alle Hinweise und bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf.

Die NanoCampo Matte ist NICHT für medizinische Zwecke bestimmt.

Gesundheitsratschläge und Vorsichtsmaßnahmen

- Konsultation bei gesundheitlichen Problemen: Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Nutzung der Matte Rücksprache mit einem Arzt halten. Dies gilt insbesondere für Personen mit schweren oder chronischen Erkrankungen.
- Verwendung während der Schwangerschaft: Vermeiden Sie den Gebrauch der Matte während der Schwangerschaft.
- Therapeutische Anwendung: NanoCampo-Matten werden zur Begleitung von verschiedenen Beschwerden eingesetzt, ersetzen aber keine ärztliche Behandlung und Beratung. Im privaten Bereich werden diese Matten auch als Erholungs- und Wellnessgeräte verwendet, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Achtung!

Kein Ersatz für schulmedizinische Behandlung:

Kein Ersatz für schulmedizinische Beratung: Die NanoCampo-NanoMagnetfeld-Therapie ist kein Ersatz für schulmedizinische Beratung, Behandlung und Betreuung.

Konsultation bei gesundheitlichen Problemen: Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Nutzung der Matte Rücksprache mit einem Arzt halten.

Wissenschaftlicher Nachweis und persönliche Erfahrungen

- Wissenschaftlicher Stand: Der gesundheitliche Nutzen dieser Matten ist gemäß heutigem Stand der Wissenschaft nicht nachgewiesen.
- Persönliche Erfahrungen: Alle Aussagen in dieser Anleitung basieren auf persönlichen Erfahrungen sowie praktischen Anwendungen.
- Kein Ersatz für schulmedizinische Beratung: Die NanoCampo-NanoMagnetfeld-Therapie ist kein Ersatz für schulmedizinische Beratung und Betreuung. Bei vielen Beschwerden benötigen Sie weiterhin eine ärztliche Betreuung. Die hier dargestellten Erfahrungsberichte und Werte entsprechen nicht der gängigen medizinischen Lehrmeinung.

Haftungsausschluss und Eigenverantwortung

- Verantwortung des Nutzers: Wer Informationen aus dieser Anleitung anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen gestellt, noch Therapieempfehlungen

oder Heilversprechen abgegeben.

- Keine medizinische Beratung: Alle Inhalte dienen nur zur Information und Selbsthilfe und ersetzen keinen Arztbesuch. Besprechen Sie die Anregungen bei Unsicherheiten mit Ihrem Arzt.

Besondere Personengruppen

- Kleinkinder und schwangere Frauen: Kleinkinder und schwangere Frauen sollten Magnetfeldmatten nicht verwenden, da mögliche Risiken nicht ausreichend erforscht sind.
- Schulmedizinische Anerkennung: Die Wirkung dieser Matten ist schulmedizinisch nicht erwiesen.
- Kostenübernahme durch Krankenkassen: Die Kosten für die Magnetfeldmatten werden von den Krankenkassen nicht übernommen.

Ergänzende Hinweise

- Unwissenschaftliche Aussagen: Alle Anwendungsempfehlungen basieren ausschließlich auf empirischen Erfahrungen und Aussagen von Anwendern. Sie haben keinen wissenschaftlich beweisbaren Hintergrund.
- Kombination mit anderen Therapien: NanoCampo ist ein ergänzendes Gesundheitskonzept und kann mit medizinischen und alternativmedizinischen Therapien kombiniert werden. Es ist jedoch keine Heilmethode und macht keinerlei Heilversprechen.
- Kein Ersatz für schulmedizinische Therapie: Das NanoCampo-Konzept ersetzt keine schulmedizinische Therapie oder Beratung.

Zusammenfassung

Die NanoCampo Matte dient der Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und der Unterstützung der Regeneration, ist jedoch nicht für medizinische Anwendungen vorgesehen. Bei gesundheitlichen Bedenken oder während der Schwangerschaft sollte vor der Nutzung stets ein Arzt konsultiert werden. Alle angegebenen Informationen basieren auf persönlichen Erfahrungen und sind wissenschaftlich nicht belegt.

Haftungsausschluss

Ausschlüsse und Haftungsausschlüsse des Herstellers

Allgemeine Haftungsausschlüsse

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der NanoCampo Matte entstehen.
- Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder gesundheitliche Schäden, die durch die Nutzung der Matte ohne vorherige ärztliche Beratung auftreten können, insbesondere bei Personen mit gesundheitlichen Problemen oder während der Schwangerschaft.

Anwendungsbereiche und Nutzungsbedingungen

- Die NanoCampo Matte ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt und ersetzt keine medizinische Behandlung.
- Die Verwendung der Matte erfolgt auf eigene Verantwortung des Nutzers. Es werden weder

Diagnosen gestellt, noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben.

- Der Hersteller haftet nicht für die Wirksamkeit der Matte in Bezug auf gesundheitliche Vorteile, da diese wissenschaftlich nicht nachgewiesen sind.

Garantiebeschränkungen

- Die Garantie des Herstellers erstreckt sich nur auf Material- und Verarbeitungsfehler der Matte unter normalen Nutzungsbedingungen.
- Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgeschäden oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung der Matte resultieren.

Nutzungshinweise und Eigenverantwortung

- Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass die Verwendung der Matte in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Missachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
- Alle Empfehlungen zur Nutzung der Matte basieren auf empirischen Erfahrungen und dienen lediglich der Information. Sie ersetzen keine professionelle medizinische Beratung.

Gesetzliche Rechte

- Diese Haftungsausschlüsse beeinflussen nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen.

Durch die Nutzung der NanoCampo Matte erkennen Sie an, dass Sie die Haftungsausschlüsse des Herstellers verstanden haben und akzeptieren. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung der Matte sollten Sie sich an den Kundenservice des Herstellers wenden oder einen Arzt konsultieren.

Handbuch und Anleitung Schweiz | Für detaillierte Informationen zur Nutzung Deiner NanoCampo-Matte lade bitte das Handbuch herunter:
www.nanocampo.ch/handbuch



Hersteller und Vertriebsbringer Schweiz

Gesundheitszentrum Würenlos, Haselhalde GmbH Schweiz
Haselhalde 1
CH-5436 Würenlos
<https://nanocampo.ch>
info@nanocampo.ch

Geschäftsführerin:
Christina Hertig
Handelsregistereintrag
Haselhalde GmbH
Handelsregisteramt: Aargau

Mehrwertsteuer Nummer
MwSt.-Nr. CH-115.875.315

Vertriebsbringer ausserhalb der Schweiz

FormSlim UG (haftungsbeschränkt) DE & EU
Daniel Hertig
Rathausplatz 21 D-87435 Kempten

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 289 723 393
Rathausplatz 21
D-87435 Kempten

Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 709713
Geschäftsführer: Daniel Hertig
E-Mail: info@FormSlim.com

Safety Information for Nano Campo Control Unit with Mat (EN)

NanoCampo Control Unit with Mat, Charging Cable

Trade Name: NanoCampo
S/N: 202403



Technical Specifications and Certifications (Declaration of Conformity)

- Maximale Einsatzhöhe: 2000 m
 - Ladetemperatur: 10-40°C
 - CE-Prüfungen: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Normen.
 - Batterieinformationen: y: Rechargeable LiPo Battery TYPE 906090 Rating: 3.7V --- 6000mAh 22.2Wh
 - AC/DC Charger: 230V ~50Hz, 15.0W - 5V --- 3A
- Nur mit AQ15E-050A-Versorgungseinheit verwenden**

Technical Specifications and Certifications (Declaration of Conformity)

- Maximum Operating Altitude: 2000 m
 - Charging Temperature: 10-40°C
 - CE Certification: This device complies with EU directives and Swiss standards.
 - Battery Information: Rechargeable LiPo Battery TYPE 906090, Rating: 3.7V, 6000mAh, 22.2Wh
 - AC/DC Charger: 230V ~50Hz, 15.0W - 5V 3A
- Use only with AQ15E-050A power supply unit.

Reference to Other Documents

This manual includes references to other relevant documents, standards, or websites.

Read the manual

Information on the functionality and application of the mat, as well as instructions for operating the software, can be found in the manual!

<https://nanocampo.ch/handbuch>

General Safety Instructions

General Notes

- Read this manual carefully before using the device.
- Keep this manual for future use.
- Follow all safety instructions to avoid injury and damage.

Scope of Application

- Recommended Uses: Description of suitable applications for the product (e.g., home use, therapeutic applications).
- Not Recommended Uses: Indications of what the device should not be used for (industrial applications, medical applications, medical emergencies). See also the section „The NanoCampo Mat is not intended for medical purposes.“

Safety Instructions

- This device is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are supervised or instructed on how to use the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

- Devices must only be powered by SELV.
- Use the device only as described in this manual.
- Connect the device only to a suitable power source that meets the requirements specified on the nameplate.
- Do not use the device if it shows visible damage or if the power cord is damaged.
- Do not leave the device unattended when in use.
- Unplug the device when not in use or before cleaning.

Product Description and Composition

- The NanoCampo Control Unit features connection cables, a power adapter, and an integrated battery. The mat consists of an outer layer of synthetic leather and contains metallic parts.

Implementation, Installation, Adjustments

- Ensure the control unit is placed on a stable and level surface.
- Connect the control unit to the power adapter and plug it into a suitable socket.
- Fully charge the integrated battery before using the device for the first time.
- Use only the supplied connection cables and accessories.

Operation of the Product

- Refer to the separate manual for software and operation of the programs and the device.
- Place the mat on a clean and dry surface.
- Ensure that the outer layer of the mat, made of synthetic leather, is intact and not damaged.
- Avoid contact of the mat's metallic parts with liquids.
- Do not place heavy objects on the mat to avoid damage.
- Do not fold or roll the mat too tightly to avoid breaking the wires.

Warning!

Do not fold or roll the mat too tightly:

The NanoCampo Mat should not be folded or rolled too tightly, as the wires inside may break.

- Ensure the mat does not overheat. Make sure there is adequate ventilation.
- Do not drop the control unit or subject it to shocks or high pressure (NanoCampo Control Box). The casing can break under excessive load.
- Maintenance and Cleaning
- Turn off the device and unplug it before cleaning.
- Clean the device and the mat with a soft, dry cloth.
- The mat consists of synthetic leather; clean the surface of the mat with a soft, dry cloth.
- For heavy soiling, use a slightly dampened cloth.

Ensure the surface is not soaked. Wipe the mat with a dry cloth after cleaning.

- Do not use harsh cleaning agents or solvents.
- Ensure that no liquids enter the device.
- Regular care: Clean the synthetic leather surface regularly to prevent dirt and wear and to ensure the mat's longevity.

Storage and Transport

- Store the device and mat in a dry and cool place.
- Protect the device and mat from direct sunlight and extreme temperatures.

Troubleshooting and Repair

- The battery should only be replaced by authorized personnel. Return the device to the manufacturer for repair.
- In case of gas/liquid leakage from the battery: Turn off the device immediately.
- Disconnect the device from the power source.
- Contact the manufacturer's customer service.
- Avoid contact with the leaked substance and clean the affected area with a dry cloth.
- Accessories and Peripherals
- Use only accessories and peripherals recommended by the manufacturer.

Disassembly and Environmental Disposal

- Dispose of the device and mat in an environmentally friendly manner and according to local regulations.
- Electrical devices and batteries must not be disposed of with household waste.
- Return the device to the manufacturer for disassembly and environmentally friendly disposal.

Warranty Conditions

- Details about the warranty, including duration, coverage, and exclusions, can be found on the website nanocampo.ch.

Support or FAQ

- Further information and FAQs, as well as support options, can be found on our website nanocampo.ch.

Manufacturer's Contact Information

- For questions or issues, please contact the manufacturer's customer service. info@nanocampo.ch

The NanoCampo Mat is NOT intended for medical purposes.

Important Safety Information, Health Advice and Precautions

- Consultation for Health Issues: People with health problems should consult a doctor before using the mat. This is especially important for individuals with severe or chronic conditions.
- Use During Pregnancy: Avoid using the mat during pregnancy.
- Therapeutic Application: NanoCampo mats are used to accompany various ailments but do not replace medical treatment and advice. In private settings, these mats are also used as relaxation

and wellness devices to enhance general well-being.

Scientific Evidence and Personal Experiences

- **Scientific Status:** The health benefits of these mats are not proven by current scientific standards.
- **Personal Experiences:** All statements in this manual are based on personal experiences and practical applications.
- **No Substitute for Medical Advice:** The NanoCampo NanoMagnetic Field Therapy is not a substitute for medical advice and care. Many conditions still require medical supervision. The experiences and values presented here do not reflect common medical opinion.

Warning! Not a substitute for conventional medical treatment:

The NanoCampo NanoMagnetic Field Therapy is not a replacement for conventional medical advice, treatment, and care.

Consultation for health problems:
Individuals with health issues should consult a doctor before using the mat.

Disclaimer and Personal Responsibility

- **User Responsibility:** Anyone using the information from this manual does so at their own risk. No diagnoses, therapy recommendations, or healing promises are made.
- **No Medical Advice:** All content is for information and self-help purposes only and does not replace a doctor's visit. Discuss any uncertainties with your doctor.

Special Groups

- **Infants and Pregnant Women:** Infants and pregnant women should not use magnetic field mats as potential risks are not sufficiently researched.
- **Medical Recognition:** The effectiveness of these mats is not scientifically proven.
- **Insurance Coverage:** Health insurance companies do not cover the cost of magnetic field mats.

Supplementary Notes

- **Unscientific Statements:** All application recommendations are based solely on empirical experiences and user statements. They have no scientifically proven background.
- **Combination with Other Therapies:** NanoCampo is a complementary health concept and can be combined with medical and alternative medical therapies. It is not a healing method and makes no healing promises.
- **No Substitute for Medical Therapy:** The NanoCampo concept does not replace medical therapy or advice.

Summary

The NanoCampo Mat is intended to promote general well-being and support regeneration, but it is

not designed for medical applications. Always consult a doctor before use, especially if you have health concerns or are pregnant. All provided information is based on personal experiences and is not scientifically proven.

Disclaimer

Exclusions and Disclaimers by the Manufacturer

General Disclaimers

- The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use of the NanoCampo Mat.
- The manufacturer is not liable for injuries or health damages arising from using the mat without prior medical consultation, especially for individuals with health problems or during pregnancy.

Application Areas and Usage Conditions

- The NanoCampo Mat is not intended for medical purposes and does not replace medical treatment.
- The use of the mat is at the user's own risk. No diagnoses, therapy recommendations, or healing promises are made.
- The manufacturer is not liable for the effectiveness of the mat concerning health benefits, as these are not scientifically proven.

Warranty Limitations

- The manufacturer's warranty covers only material and manufacturing defects under normal use conditions.
- Damages caused by improper handling, misuse, modifications, or repairs by unauthorized persons are excluded from the warranty.
- The manufacturer is not liable for consequential or indirect damages resulting from the use of the mat.

Usage Notes and Personal Responsibility

- It is the user's responsibility to ensure that the mat is used according to the instructions in this manual.
- The manufacturer is not liable for damages resulting from ignoring safety and usage instructions.
- All usage recommendations are based on empirical experiences and serve informational purposes only. They do not replace professional medical advice.

Legal Rights

- These disclaimers do not affect the consumer's statutory rights under applicable consumer protection laws.
- By using the NanoCampo Mat, you acknowledge that you have understood and accepted the manufacturer's disclaimers. For questions or concerns regarding the use of the mat, contact the manufacturer's customer service or consult a doctor.

Manual and Instructions
For detailed information on how to use your NanoCampo Mat, please download the manual:

www.nanocampo.ch/handbuch



Manufacturers and Distributors Switzerland

Gesundheitszentrum Würenlos, Haselhalde GmbH Schweiz
Haselhalde 1
CH-5436 Würenlos
<https://nanocampo.ch>
info@nanocampo.ch

Managing Director:
Christina Hertig
Handelsregistereintrag
Haselhalde GmbH
Handelsregisteramt: Aargau

Mehrwertsteuernummer
MwSt.-Nr. CH-115.875.315

Distributors outside of Switzerland

FormSlim UG ((Limited Liability) DE & EU
Daniel Hertig
Rathausplatz 21 D-87435 Kempten

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 289 723 393

Registered Office of the Company
Rathausplatz 21
D-87435 Kempten

Amtsgericht Freiburg
i.Br. HRB 709713
Managing Director:
Daniel Hertig
E-Mail: info@FormSlim.com